


# Silla de baño Bellavita Drive



## Características

- Respaldo removible con inclinación de 50°
- Asiento más grande, con abertura para higiene
- Diseño mejorado de doble columna ,que proporciona una estabilidad óptima para hasta 136 kg
- Altura del asiento ajustable de 6,6 cm a 48 cm
- Control remoto flotante fácil de usar
- Fácil instalación en casi cualquier bañera; no requiere plomería ni electricidad
- Peso del producto: 9,9 kg
- Material: Plástico
- Color: Blanco
- Capacidad de peso: 136 kg