

# Reh<sup>®</sup>vita

## Icon 60

Silla de ruedas de autopropulsión ultraliviana con las siguientes características:

- Cuadro rígido plegado frontal de aleación de aluminio 7000.
- Estructura monotubo de marco abierto.
- Regulación de altura de asiento, anterior (47-49-50 cm) y posterior (42-44.5-47 cm) en incrementos de 1.5 cm.
- Profundidad de asiento regulable (40-49cm) en incrementos de 1.5 cm.
- Centro de gravedad regulable en 8 posiciones en incrementos de 1.5 cm.
- Horquillas delanteras regulables en ángulo.
- Pedana única de aluminio regulable en altura.
- Respaldo ajustable en altura, tensión y regulable en ángulo, hasta 20° hacia anterior y 10° hacia posterior.
- Apoyabrazos tipo escritorio regulable en altura.
- Apoyapiés abierto.
- Frenos tipo tijera horizontal, con opción de freno vertical deportivo.
- Protector lateral de ropa de aluminio/fibra de carbono, con o sin guardabarros.
- Ruedas delanteras de 5" x 1,5" de poliaire.
- Ruedas traseras de 24" (61 cm) neumáticas/alta presión con rayos de acero y quite rápido.
- Aros de empuje de aluminio.
- Manijas de empuje fijas/rebatibles.
- Peso del cuadro de la silla en el modelo 6.9 kg
- Límite de peso: 120 kg
- Origen: Polonia

