

Respaldo Comfort Unite 1

Características

- Contorno de carcasa de 6 cm.
- Soportes moldeables y ajustables que se adaptan y ofrecen sujeción a la espalda
- Sistema de cierre con ranura y correa con botón para fijar la funda de forma segura a la carcasa
- Carcasa de aluminio ligera y resistente que proporciona alivio en zona pélvica y escapular
- Instalación rápida del herraje: permite ajustar profundidad, altura y ángulo con el usuario sentado
- Diseño de la funda actualizado y estructura de espuma de dos capas
- Opciones de funda: Diamond Spacer Standard, Comfort-Tek y GlideWear
- Compatible con BodiLink[®] Compass, Power Mount y Direct Mount Hardware



Tamaños estándar

ANCHO

ALTO

	30,5 cm	35,5 cm	40,5 cm	45,5 cm	51,0 cm
51,0 cm			40,5 x 51,0	45,5 x 51,0	51,0 x 51,0
45,5 cm		35,5 x 45,5	40,5 x 45,5	45,5 x 45,5	51,0 x 45,5
40,5 cm	30,5 x 40,5	35,5 x 40,5	40,5 x 40,5	45,5 x 40,5	51,0 x 40,5
35,5 cm	30,5 x 35,5	35,5 x 35,5	40,5 x 35,5	45,5 x 35,5	51,0 x 35,5
30,5 cm	30,5 x 30,5	35,5 x 30,5	40,5 x 30,5	45,5 x 30,5	

Los anclajes Compass 4 permiten ajustes de anchura de 5 cm

Dimensiones

Ancho	30,5 – 51,0 cm
Alto	30,5 – 51,0 cm
Contornos	6,0 cm

Peso máximo soportado

Hasta 45,5 cm de ancho	113 kg
51,0 cm de ancho	136 kg