

Silla Panthera S3 Swing

Silla de ruedas de autopropulsión ultraliviana S3. Cuadro rígido de cromo molibdeno. Plegado frontal. Eje trasero rígido de fibra de carbono. Ángulo frontal del cuadro de 105°. Altura de chasis delantero de 45 cm y trasero de 43 cm. Tapicería de poliuretano recubierto de poliéster. Ancho de 33 cm a 50 cm. Profundidad de 40 cm. Respaldo rebatible, regulable en ángulo (7°). Protector lateral de ropa. Apoyapiés rebatibles y desmontables. Ruedas traseras Spinergy X con cubierta Schwalbe Right Run, de 22" o 24". Aros de empuje de aluminio. Camber de 2.2°/4°/8°. Frenos tipo tijera. Ruedas delanteras de 12 cm. Antivuelcos integrados, rebatibles. Peso de transporte sin ruedas traseras: 4.6 kg



S3 Short: ancho 30-45 cm, profundidad 27-35 cm

S3 Short Low: ancho 33-39 cm, profundidad 35 cm

S3 Large: ancho 39-50 cm, profundidad 45 cm

S3 Long: ancho 33-50 cm, profundidad 45 cm

Accesorios

- Apoyabrazos
- Protector lateral de carbono
- Manijas plegables o ajustables
- Antivuelcos
- Mesa
- Bolso de asiento
- Soporte para muletas
- Freewheel