



Silla Panthera X3

Silla de ruedas de cuadro rígido realizado en fibra de carbono, con tapizado de poliéster con revestimiento de poliuretano. Respaldo y eje trasero de fibra de carbono. Chasis reforzado para usuarios de hasta 125 kg. Ángulo de cuadro delantero de 100°. Ancho de asiento desde 33 cm hasta 45 cm. Centro de gravedad y altura de asiento mínimamente ajustable. Altura anterior de asiento de 47 cm y trasero de 43 cm. Respaldo rebatible y regulable en 4 posiciones (7°). Caster de 12 cm y ruedas traseras Spinergy X con cubierta Schwalbe Marathon Plus. Aros de aluminio. Protector lateral de ropa engomado, flexible y extraíble. Apoyapiés de titanio regulables en altura. Peso de transporte sin ruedas traseras: 2 kg



Accesorios

- Respaldo
- Almohadón
- Antivuelco
- Manijas de empuje rebatibles
- Freewheel