



Silla de baño RAZ ART Attendant Rotational Tilt

Silla de baño y ducha con base móvil y cuadro de aluminio lacado con polvo y acero inoxidable. Tiene basculación de 40° con un sistema de doble arco. Sistema de bloqueo de la basculación sin cables (patentamiento pendiente). El marco permite ajuste de altura sin herramientas. Asiento de espuma moldeada con sistema que permite la alineación pélvica isquiática proporcionando ajuste en profundidad de 5 cm y 2,5 cm en ancho, permitiendo centrar la abertura alrededor de las tuberosidades isquiáticas. Asiento removible para limpiarlo fácilmente y se ajustan a través de trabas en la parte inferior. Apoyapiés regulables en altura y ángulo, rebatibles y extraíbles. Respaldo fijo de vinilo moldeado y flexible. Apoyabrazos rebatibles y ajustables en ángulo. Apoyacabeza de espuma moldeada ajustable en múltiples posiciones. Cubeta moldeada con mango ergonómico inclinado 45° y tapa para evitar salpicaduras o mal olor. Parte frontal de la cubeta inclinada que desplaza el contenido hacia el mango haciendo su transporte más seguro y estable. Tamaños: 18" ancho x 17" profundidad Límite de peso 160 kg Ancho total 57 cm Ancho de asiento 46 cm Profundidad de asiento – desde la parte delantera del poste del respaldo hasta la parte delantera del asiento 41 – 46 cm o 48 – 53 cm Peso total (con soportes para los pies) 31 kg.

