



Silla de baño RAZ CAT Compact Attendant Tilt

Silla de baño y ducha con marco de acero inoxidable pulido y fácil de limpiar. Base móvil y ruedas con frenos. Marco y base tienen 18" de ancho para que se pueda colocar sobre el inodoro. Tiene basculación de 40° a través de un pistón a gas que asiste a que vuelva fácil a la posición inicial. Tilt anterior de 8° o 15°. Limitantes de tilt. Reclinación de respaldo de 7°. Pedal asistente a la basculación que ayuda a utilizar el tilt en pacientes pesados. Altura del marco ajustable hasta 10 cm. Asiento de espuma moldeada con sistema que permite la alineación pélvica isquiática proporcionando ajuste en profundidad de 5 cm y 2,5 cm en ancho, permitiendo centrar la abertura alrededor de las tuberosidades isquiáticas. Asiento con abertura alargada, removible para limpiarlo fácilmente y se ajustan a través de trabas en la parte inferior. Respaldo de lona ajustable por tensión ajustable en profundidad. Apoyapiés regulables en altura y ángulo, rebatibles y extraíbles. Apoyacabeza de espuma moldeada ajustable en múltiples posiciones. Cubeta moldeada con mango ergonómico inclinado 45° y tapa para evitar salpicaduras o mal olor. Parte frontal de la cubeta inclinada que desplaza el contenido hacia el mango haciendo su transporte más seguro y estable. Profundidad de asiento de 12" a 15". Posibilidad de pedir marco trasero en 14"-16" y 18". Posibilidad de asientos personalizados. Límite de peso: 115 kg Ancho de asiento: 46 cm Anchos de respaldo: 36 cm, 41 cm o 46 cm Ancho total: 55 cm Altura de respaldo (desde la parte superior del asiento hasta la parte superior de la tapicería): 38 cm o 46 cm Profundidad del asiento (desde la parte delantera del poste del respaldo hasta la parte delantera del asiento): 28 cm – 41 cm Peso total: 25 kg.

