Rehavita

Silla Permobil K300 Ps







- Silla de ruedas motorizada pediátrica modelo K300 PS JR contracción delantera.
- Base motorizada configurada para dos funciones de asiento eléctrico.
- Sistema de suspensión de shock absorbente, sistema de escalada y tracción Catlink, controlador R-net, hardware de amarre para sistemas de correa, llantas divididas de tres rayos antipinchaduras de 3"x 8".
- Baterías de gel sellado (60 Ah).
- Soporte de joystick retráctil Slimline.
- Apoyapies de 70° / 90° ajustables y regulables en altura.
- Cinturón pélvico ajustable de 2 puntos.
- Funciones motorizadas: Elevación de asiento de hasta 20 cm y Tilt posterior de hasta 45°.
- Reclinación manual de hasta 125°.
- Autonomía 21 km.
- Velocidad máxima 8 km/h.
- Peso máximo usuario: 75 kg.
- Marca Permobil.
- Origen: USA