Rehavita

Silla Permobil K450 MX







- Silla de ruedas motorizada modelo K450 MX, con tracción trasera.
- Base motorizada configurada para múltiples funciones electrónicas de asiento y sistema de suspensión especialmente diseñado para aumentar el balance y la seguridad.
- Ruedas traseras neumáticas y delanteras sólidas.
- Baterías de gel sellado (grupo 34).
- Joystick R-Net con botonera de funciones de encendido, bocina, luces y menú de configuración.
- Apoyapiés único con regulación de altura manual de 90°-125°.
- Sistema postural MX con función “asiento al piso” que permite al niño llegar sentado al piso en un rango de altura de 7,6 a 66 cm.
- Este sistema modular es regulable en profundidad desde 25 cm a 45 cm.
- Reclinación manual de 20° y elevación de apoyapies manual de 35°
- Cinturón pélvico ajustable de 2 puntos.
- Funciones motorizadas: elevación de asiento, y Tilt posterior de hasta 45°.
- Autonomía 27 km. Velocidad máxima 8 km/h. Peso limite 57 kg.

  Marca: Permobil. Origen: USA.