Rehavita

Permobil Koala



- Silla de ruedas motorizada pedriátrica modelo Koala, con tracción delantera.
- Base motorizada para una función de asiento eléctrico.
- Joystick con pantalla R-net a color de 2.8", control de hasta 4 dispositivos.
- Bluetooth, control por infrarrojos, botones programables y un toma de interruptor programable, todo en una carcasa de aluminio compacta y duradera.
- Montaje de joystick giratorio, hardware de amarre para sistemas de correa, cargador y correa de posicionamiento estándar, llantas divididas de tres rayos antipinchaduras de 2.5"x 8".



- Baterías de gel sellado (40 Ah).
- Apoyacabeza de una sola pieza.
- Cinturón pélvico ajustable de 2 puntos.
- Tilt motorizado de hasta 25°.
- Autonomía 25 km.
- Velocidad máxima: 6.5 km/h.
- Peso máximo del paciente: 36 kg.



