Rehavita

Almohadón Roho 1 válvula

- Almohadón de sistema de flotación seca confeccionado en neoprene con celdas de aire interconectadas a través de su base.
- Cuenta con una sola válvula de inflado de latón niquelado.
- Celdas en perfil alto/bajo de 10 cm, o 5 cm.
- Material totalmente anatómico, liviano, lavable, reparable y anti-inflamable.
- Funda protectora antimicótica.
- Libre de látex.
- Incluye inflador, manual y que no presenta límite de peso.





