Rehavita

Almohadón Roho Hybrid Elite

- Base de goma espuma contorneada de polietileno con celdas de aire interconectadas de neoprene de 3" en zona sacra.



- Presenta insert de goma espuma de baja densidad en zona de muslos para mayor contacto y confort en el apoyo.
- Contiene una o dos válvulas de inflado.
- Posibilidad de ajustarse a las asimetrías pélvicas del paciente, a fin de proteger zonas específicas de tejido blando/piel y facilitar el posicionamiento presentando un mejor apoyo sobre muslos.



- Límite de peso: 225 kg.
- Incluye inflador, manual y kit de reparación.