Rehavita

Silla Panthera Bambino 3

Silla de ruedas de autopropulsión ultraliviana pediátrica (4-12 años)



Cuadro rígido plegado frontal con tubos de cromo molibdeno. Centro de gravedad regulable en profundidad. Ancho de asiento de 24 cm hasta 33 cm. Profundidad de asiento de 25 cm a 30 cm. Respaldo con ángulo de 11,5°. Apoyapiés único regulable en altura, ángulo y rebatible con correas de velcro. Barra de empuje ajustable en altura y ángulo con liberación rápida / individuales ajustables en altura y plegables / fijas rebatibles. Apoyabrazos tipo escritorio con protector lateral de ropa rebatible / protector lateral de ropa. Ruedas delanteras de 12 / 9 cm. Ruedas traseras de 20” (50.8 cm) / 22” (55.8 cm) / 24” (61 cm) neumáticas o alta presión con quite rápido / sistema propulsión monocomando. Aros de empuje aluminio / paragrip / tetragrip / maxgrip / titanio. Neumáticos Schawalbe Right Run 20”-22”-24”. Ruedas antivuelco extraíbles. Camber de 4°-6°-8°. Frenos de aluminio. Angulo anterior del cuadro de 100°. Soporte de pantorrilla ajustable. Angulo de asiento de 4°. Peso del cuadro de la silla en el modelo 5.8 kg. Peso total 9,8 Kg aprox. Capacidad máxima 90 kg

Accesorios

- Respaldo postural regulable en altura, ángulo y profundidad.
- Soportes laterales de tronco.
- Cinturón pélvico.
- Soporte anterior de tronco dinámico (pechera).
- Almohadón.