Rehavita

Silla Panthera Micro



Silla de ruedas de autopropulsión ultraliviana pediátrica (1-5 años). Cuadro rígido plegado frontal con tubos de cromo molibdeno. Centro de gravedad regulable en profundidad. Ancho de asiento de 24 cm hasta 28 cm. Profundidad de asiento de 15 cm a 20 cm. Altura anterior de asiento 20 cm, altura posterior de asiento 33 cm. Respaldo a 90°. Apoyapié único regulable en altura y ángulo. Manija de empuje ajustable en altura. Protector lateral de ropa. Rueda delantera única que facilita la rotación y un giro más cerrado. Ruedas traseras de 18”/20”. Aros de empuje aluminio. Ruedas antivuelco. Camber de 10°. Frenos de aluminio. Angulo de asiento de 0°. Peso del cuadro de la silla sin ruedas 2.2 kg. Peso total 3.4 kg aprox. Capacidad máxima 30 kg.

Accesorios

- Respaldo postural regulable en altura, ángulo y profundidad.
- Soportes laterales de tronco.
- Cinturón pélvico.
- Soporte anterior de tronco dinámico (pechera).
- Almohadón.
- Dispositivo antivuelco.