Rehavita

Silla Panthera U3



Silla de ruedas de cuadro rígido, con chasis de cromo molibdeno, material fuerte, resistente y liviano. Tapicería de poliuretano recubierto de poliéster. Ancho de asiento desde 33 cm hasta 50 cm y profundidad desde 35 cm hasta 46 cm. Eje trasero de fibra de carbono mínimamente regulable. Altura anterior de asiento de 47 cm y trasero de 43 cm. Respaldo de plegado anterior, regulable en ángulo (7°). Caster de 12 cm y ruedas posteriores Spinergy X con cubiertas Schwalbe Marathon Plus. Aros de aluminio. Frenos unimanual. Apoyapiés de titanio regulables en altura. Protector lateral de ropa. Peso de transporte sin ruedas: 4,2 kg.

Accesorios

- Apoyabrazos
- Barra de empuje
- Antivuelcos
- Mesa