RAZ CAT

SILLA DE BAÑO
CON ASIENTO DE INODORO



La silla Raz CAT tiene todas las características de la Raz AT pero en un tamaño más compacto. Ideada para pacientes pediátricos, adolescentes o adultos de baja estatura. Proporciona un ajuste que se adapta mejor a los usuarios físicamente más pequeños.



Estructura adaptable

- Asiento y estructura base 7.6 cm, más cortos que los del modelo Raz AT
- Los marcos base y del asiento conservan el ancho de 46 cm de la silla Raz AT para que la silla se pueda colocar sobre el inodoro.
- El marco base se ha acortado en 7.6 cm, lo que hace que la silla sea más manejable.
- La profundidad del marco del asiento es más reducida y el respaldo con profundidad ajustable ofrece profundidades de 30 cm a 38 cm (hasta el frente del marco) o hasta 43 cm con la parte delantera del asiento sobresaliendo del marco del asiento.
- El asiento estándar tiene una abertura alargada, que funciona con profundidades del asiento de 30 a 38 cm.
- Hay disponibles asientos personalizados.
- El respaldo con profundidad regulable aporta adaptación al crecimiento del usuario, un componente esencial para usuarios pediátricos.
- Los marcos traseros pueden solicitarse en anchos de 35 cm, 40 cm, o 46 cm.
- Alturas de respaldo disponibles de 38 cm a 46 cm.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE PESO	115 kg
ANCHO DE LA ESTRUCTURA	46 cm
ANCHOS DEL RESPALDO	35 cm, 40 cm o 46 cm
ANCHO TOTAL	55 cm, 58 cm, con respaldo de 46 cm de ancho
ANCHO DEL ASIENTO	46 cm (asiento con inodoro)
ALTURA DEL RESPALDO	38 cm o 46 cm
RESPALDOS RECLINABLES	38 cm o 46 cm
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	28 cm – 40 cm
LARGO TOTAL	81 cm en posición vertical
ALTURA LIBRE BAJO EL ASIENTO	42,5 cm, 45 cm, 50 cm, 50 cm, 53 cm, con soportes 44,5 cm, 47 cm, 52 cm, 54,5 cm, sin soportes
ALTURA DEL APOYABRAZOS	Respaldo alto de 38 cm: de 14 a 20 cm, en incrementos de 14 cm (½"). Respaldo alto de 46 cm: de 16,5 a 23 cm, en incrementos de 16,5 cm (½").
ALTURA DEL ASIENTO AL SUELO	55 - 65 cm, en incrementos de 2,5 cm (1")
PESO DEL PRODUCTO:	25 kg
MATERIAL	Acero inoxidable

Fabricado por:

Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
(011) 5365-8080 (+54911) 3370-0326
ventas@rehavita.com.ar www.rehavita.com.ar