## Bipedestador Standz II by Jenx







Bipedestador prono/supino adecuado para pacientes de 5 a 14 años. Presenta marco de aluminio con posibilidad de tilt anterior de 90° a 0° ajustable a través de una manija con seguro de bloqueo. Permite la bipedestación y abducción de miembros inferiores, con regulación del ángulo de cadera individual hasta los 30°, incrementando de a 5°. Medidor de ángulo individuales para piernas y para el tilt del cuadro.

Postes de MMII con marcas numeradas para fácil posicionamiento de los soportes de piernas. Ajustes individuales de rodillas y de altura de apoyapiés que se adecúa en caso de discrepancia de longitud de MMII. Apoyapiés regulables en ángulo de 15° de dorsiflexión a 15° de flexión plantar. Regulaciones de altura y tilt sin necesidad de herramientas, mediante mariposas de ajuste que permite realizarlo sin esfuerzo. Soportes torácicos y pélvicos, regulables en altura con las correspondientes cinchas regulables para mejorar el ajuste.

Straps de tronco, cadera y piernas. Straps y cubierta de tela antimicrobiana. Mesa de actividades encastrable con espacio de guardado dentro del dispositivo. Ruedas giro libre (4) con frenos individuales. Peso máximo del paciente 70 kg. Altura máxima del paciente 1,60 cm.

Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
(011) 5365-8080 | (+54911) 2328-6958
ventas@rehavita.com.ar | www.rehavita.com.ar