Rehavita

Colchón Prodigy

Características



- Colchón de aire en Polivinilo de Carbono, blando y resistente confeccionado con celdas interconectadas de aire y sistema de flotación seca.
- Medida de las celdas: 16.5 cm x 16.5 cm y 9 cm de alto, dividido en tres secciones de 0.68 cm x 0.89 cm, que pueden ser reguladas según la forma, zona y tamaño del cuerpo del paciente.
- Sin alimentación eléctrica.
- Presenta orificios de drenaje en su base para evitar la humedad, permitiendo la circulación del aire que mantiene el cuerpo del paciente seco y fresco.
- Incluye Inflador, manual, kit de reparación.
- Sin funda.