Rehavita

Justificación Theratogs - Sistema Dragonfly TLSO



Panel ortésico termomoldeable para columna dorsolumbar que se usa en combinación con el sistema Full Body TheraTogs de forma integrada. Es una ortésis semi rígida, liviana, confortable y fácil de usar, que da soporte al tronco anclándose a la pelvis, brindando estabilidad a la vez que promueve el entrenamiento del sistema neuromotor a través del uso del traje TheraTogs.

Se indica con el objetivo de:



- Proveer soporte abdominal sin restringir la respiración.
- Mantener los logros neuromotores a largo plazo, principalmente de aquellos que causan problemas posturales y de columna.
- Brindar una solución ortésica de uso diario que haga mucho más que simplemente inmovilizar la columna, con un sistema de ajuste sencillo.
- Esta ortesis pesa menos de medio kilo en la mayoría de los modelos para adultos, y en los
  pediátricos unos pocos gramos.
- Es un soporte postural hecho a la medida del paciente por lo que su uso debajo de una prenda holgada es discreto.